

**IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„Nicolae Testemițanu”**

**РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
(КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)**

**для студентов II курса,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА**

**ФАМИЛИЯ, ИМЯ
ГРУППА**





КИСЛОТНО-ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАТИОНОВ

	I	II	III	IV	V	VI
КАТИОНЫ 	Li^+ , K^+ , Na^+ , NH_4^+	Ag^+ , Pb^{2+} , Hg_2^{2+}	Ba^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+}	Al^{3+} , Zn^{2+} , Cr^{3+} , Sn(II) , Sn(IV) , As(III) , As(V)	Fe^{3+} , Fe^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Bi^{3+} , Sb(III) , Sb(V)	Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+}
ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ	-	HCl	H_2SO_4	NaOH (exces)	NaOH (exces)	NH_3 (exces)
СОСТАВ И СВОЙСТВА ОСАДКОВ	-	MeCl , MeCl_2	MeSO_4	Me(OH)_n растворим в избытке NaOH с образованием гидроксокомпле- ксов	Me(OH)_n Нераствори- м в избытке NaOH	Me(OH)_n растворим в избытке реактива $[\text{Me}(\text{NH}_3)_n]^{n+}$

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

АНАЛИЗ КАТИОНОВ ПЕРВОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. Характеристика катионов I аналитической группы

Реакции обнаружения

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
K ⁺	$H_2C_4H_4O_6$ 			
K ⁺	$NaHC_4H_4O_6$ 			
K ⁺	$Na_3[Co(NO_2)_6]$ 			
K ⁺	$Na_2Pb[Cu(NO_2)_6]$ 			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Na^+	$K[\text{Sb}(\text{OH})_6]$			
Na^+	$\text{Zn}(\text{UO}_2)_3(\text{CH}_3\text{COO})_8$			
Li^+	Na_2CO_3			
Li^+	Na_2HPO_4			
Li^+	NaF			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
NH_4^+	NaOH			
NH_4^+	$K_2[\text{HgI}_4]$			

Реакции окрашивания пламени:

K^+ -

Na^+ -

Li^+ -

Анализ смеси катионов I аналитической группы

ВЫВОД:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

АНАЛИЗ КАТИОНОВ II АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. Характеристика катионов II аналитической группы

Продукты общих и избирательных реакций катионов II аналитической группы

РЕАКТИВЫ	Ag⁺	Pb²⁺
HCl		
NaOH		
H ₂ S		
NH ₃ (изб.)		
KI		
K ₂ CrO ₄		

Реакции обнаружения

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Ag^+	HCl			
Ag^+	CH_2O			
Ag^+	$\text{MnSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$			

Pb²⁺	KI			
Pb²⁺	H₂SO₄			

Анализ смеси катионов II аналитической группы

ВЫВОД:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

АНАЛИЗ КАТИОНОВ III АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. Характеристика катионов III аналитической группы

Продукты общих реакций катионов III аналитической группы

РЕАКТИВЫ	Ba^{2+}	Ca^{2+}
H_2SO_4		
$(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$		
Na_2CO_3 или $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$		
Na_2HPO_4		

Реакции обнаружения

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Ba²⁺	K₂Cr₂O₇			
Ba²⁺	H₂SO₄			
Ca²⁺	(NH₄)₂C₂O₄			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Ca^{2+}	$K_4[Fe(\text{CN})_6]$			
Ca^{2+}	$H_2\text{SO}_4$			

Реакция окрашивания пламени:

Ca^{2+} -

Анализ смеси катионов III аналитической группы

ВЫВОД:
.....

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №. 5

АНАЛИЗ СМЕСИ КАТИОНОВ I - III АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП

1. Предварительные испытания:

a)

.....
.....
.....
.....

b)

.....
.....
.....
.....

c)

.....
.....
.....
.....
.....

d)

.....
.....

2. Систематический анализ смеси катионов I – III аналитических групп

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6



АНАЛИЗ КАТИОНОВ IV АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. Характеристика катионов IV аналитической группы:

Продукты общих и избирательных реакций катионов IV аналитической группы

РЕАКТИВЫ	Al ³⁺	Cr ³⁺	Zn ²⁺	As(III)	As(V)
NaOH (1:1)					
NaOH (избыток)					
NH ₃ (избыток)					
H ₂ S					
Na ₂ CO ₃					
Na ₂ HPO ₄					

Реакции обнаружения

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Al^{3+}	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2$			
Al^{3+}				
Al^{3+}	$\text{NaOH} + \text{NH}_4\text{Cl}$			
Al^{3+}				

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Zn^{2+}	$K_4[Fe(CN)_6]$			
Zn^{2+}	H_2S			
Zn^{2+}	$Co(NO_3)_2$			
Cr^{3+}	<i>Реакция окисления</i> $Cr(III)$ до $H_2Cr_2O_6$			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
As(III)	H_2S			
As(III)	$AgNO_3$			
As(III)	Zn			
As(III)	I_2			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
As(V)	H_2S			
As(V)	$AgNO_3$			
As(V)	Zn			
As(V)	$MgCl_2 + NH_4Cl + NH_3$			

Анализ смеси катионов IV аналитической группы

ВЫВОД:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

АНАЛИЗ КАТИОНОВ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. Характеристика катионов V аналитической группы:

Продукты общих и избирательных реакций катионов V аналитической группы


РЕАКТИВЫ	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Mg^{2+}	Bi^{3+}
NaOH					
$\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}_2$					
NH_3					
H_2S					
Na_2CO_3					
Na_2HPO_4					

Реакции обнаружения

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Fe^{2+}	$K_3[Fe(CN)_6]$			
Fe^{2+}	H_2S			
Fe^{2+}	$\begin{matrix} \text{H}_3\text{C}-\underset{\text{I}}{\text{C}}=\text{N}-\text{OH} \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}-\text{OH} \end{matrix}$			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Fe^{3+}	$K_4[Fe(CN)_6]$			
Fe^{3+}	$KSCN$			
Mn^{2+}	PbO_2			
Mn^{2+}	$NaBiO_3$			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Bi³⁺	H_2O			
Bi³⁺	$Na_2[Sn(OH)_4]$			
Bi³⁺	KI			
Bi³⁺	H_2S			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Mg^{2+}	Na_2HPO_4			
Mg^{2+}				

Анализ смеси катионов V аналитической группы

ВЫВОД:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

АНАЛИЗ КАТИОНОВ VI АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. Характеристика катионов VI аналитической группы:

Продукты общих и избирательных реакций катионов VI аналитической группы

РЕАКТИВЫ	Cu ²⁺	Co ²⁺	Ni ²⁺
NaOH			
NH ₃ (разб.)			
NH ₃ (конц.)			
NH ₃ (конц.) + NH ₄ Cl			
H ₂ S			
Na ₂ CO ₃			

Реакции обнаружения

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Cu^{2+}	NH_3			
Cu^{2+}	Fe			
Cu^{2+}	$K_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$			
Cu^{2+}	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$			
Cu^{2+}	KI			

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Co^{2+}	NH_4SCN			
Co^{2+}	$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$			
Co^{2+}				

КАТИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Ni^{2+}	NH_3			
Ni^{2+}	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{H}_3\text{C}}{\text{C}}}=\text{N}-\text{OH}$ $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{C}}{\text{C}}}=\text{N}-\text{OH}$			

Анализ смеси катионов VI аналитической группы

ВЫВОД:
.....

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №. 9

АНАЛИЗ СМЕСИ КАТИОНОВ IV - VI АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП

1. Предварительные испытания:

a)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c)

.....
.....
.....
.....
.....

d)

.....
.....

2. Систематический анализ катионов IV – VI аналитических групп

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

АНАЛИЗ АНИОНОВ ПЕРВОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

1. Характеристика анионов

Реакции обнаружения анионов первой аналитической группы

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
SO_4^{2-}	$BaCl_2$			
	$CaCl_2$			
	$(CH_3COO)_2Pb$			
SO_3^{2-}	HCl			
	I_2			
	$SrCl_2$			
H_2SO_3				

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
SO_3^{2-}	Zn			
$S_2O_3^{2-}$	HCl			
$H_2S_2O_3$	I_2			
	$AgNO_3$			

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
CO_3^{2-}	HCl			
H_2CO_3	$MgSO_4$			
$C_2O_4^{2-}$	$CaCl_2$			
$H_2C_2O_4$	$KMnO_4$			

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
PO_4^{3-}	$AgNO_3$			
H_3PO_4	$MgCl_2$			
$B_4O_7^{2-}$	C_2H_5OH			
H_3BO_3				

Анализ смеси анионов

ВЫВОД:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11

АНАЛИЗ АНИОНОВ II - III АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП

1. Характеристика анионов



Реакции обнаружения анионов II аналитической группы


АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
<i>Cl⁻</i>	<i>AgNO₃</i>			
	<i>KMnO₄</i>			
	<i>HCl</i>			
	<i>H₂SO₄</i>			
<i>Br⁻</i>	<i>AgNO₃</i>			
	<i>Cl₂</i>			
	<i>HBr</i>			
	<i>H₂SO₄</i>			

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
I^-	$AgNO_3$			
	Cl_2			
	HI			
	$(CH_3COO)_2Pb$			
CN^-	H_2O			
	$FeSO_4$			

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
SCN^-	$FeCl_3$			
$HSCN$	$Co(NO_3)_2$			
S^{2-}	HCl			
H_2S	$Cd(NO_3)_2$			

Реакции обнаружения анионов III аналитической группы

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
NO_3^-	<i>Cu</i>			
	<i>Al</i>			
				
			
				
			
HNO_3	<i>FeSO₄</i>			

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
NO_2^-	H_2SO_4			
	KI			
HNO_2	$KMnO_4$			
				
	$FeSO_4$			

АНИОН	РЕАКТИВ	УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ (в ионной форме!)	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАКЦИИ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
CH_3COO^- ----- -----	H_2SO_4 -----			
CH_3COOH ----- ----- -----	C_2H_5OH -----			
	$FeCl_3$ -----			

Анализ смеси анионов

ВЫВОД:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Nr.12

АНАЛИЗ СУХОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

Получите у преподавателя вещество для анализа. Исследуемый образец делят на три части: одна из них служит для обнаружения катионов, другая – анионов, третья используется при предварительных испытаниях и частично сохраняется для того, чтобы в случае необходимости проверить результаты анализа.

Список неорганических лекарственных препаратов, которые могут входить в состав исследуемых образцов

NaCl	KBr	MgSO ₄
NaNO ₂	K ₂ CO ₃	MgCl ₂
NaBr	CH ₃ COOK	MgCO ₃
Na ₂ SO ₄	NH ₄ Cl	CaCl ₂
Na ₂ S ₂ O ₃	NH ₄ Br	CaCO ₃
KCl	(NH ₄) ₂ SO ₄	FeSO ₄
KI	ZnSO ₄	BaSO ₄

Прежде чем приступить к систематическому анализу образца, целесообразно с отдельными порциями его проделать ряд предварительных испытаний. Они дают некоторые ориентировочные сведения, полезные при выборе наиболее рационального способа переведения образца в раствор или облегчающие выполнение анализа.

Предварительные испытания

1. **Визуальное исследование образца (органолептический анализ).** Рассмотрите внимательно анализируемый образец:

Цвет

Форма и величина частиц

Запах

Однородность образца

2. Действие кислот на сухое вещество

- A. Исследование с разбавленной серной кислотой.** Небольшое количество вещества поместите в чистую пробирку, и добавьте несколько капель разбавленной серной кислоты. Какие явления вы наблюдаете? На основании этого испытания сделайте соответствующие выводы.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- B. Исследование с концентрированной серной кислотой.** Небольшое количество вещества поместите в чистую пробирку, и добавьте несколько капель концентрированной серной кислоты. Какие явления вы наблюдаете? На основании этого испытания сделайте соответствующие выводы.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Систематический анализ

1. Обнаружение катионов

Прежде всего, отдельными пробами с небольшими порциями вещества подбирают подходящий растворитель и, переведя вещество в раствор, анализируют его на катионы.

- A. Действие различных растворителей.** Подбор растворителя начинают с испытания растворимости вещества в воде. Если в воде оно не растворяется, исследуют его отношение к кислотам, а затем к щелочам.
-
.....
.....
.....
.....

B. Переведение вещества в раствор. Подобрав растворитель, готовят раствор, используя предназначенную для анализа катионов порцию.

.....

.....

C. Исследование действием карбоната натрия. К 3-4 каплям анализируемого раствора прибавляют такой же объём раствора Na_2CO_3 . Образование осадка указывает на присутствие катионов II-VI аналитических групп. Если же осадок не образуется, то делают вывод об отсутствии катионов этих групп.

.....

.....

.....

D. Систематический анализ катионов.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Обнаружение анионов

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ВЫВОД:.....